


BAIN-MARIE DE SEROLOGIE WATER BATH FOR SEROLOGY

Appareil en plexiglas transparent. Système compact de bain-marie spécialement étudié pour la sérologie comprenant : une cuve plexiglas transparente, avec un thermostat réglable jusqu'à 60°C et préréglé à 37°C et 56°C en usine.

Plexiglas apparatus. Water bath compact specially elaborated for the serology. Transparent plexiglas tank with adjustment of environmental temperatures up to 60°C. Marks at 37°C and 56°C.



BMP 30 :

Volume 3 litres. Peut recevoir 1 portoir. Puissance chauffage 250 W. Précision température $\pm 5/10$. Réglage température 25 à 60°C. Dimensions intérieures LHP 280 x 110 x 80. Encombrements LHP 360 x 120 x 130. Poids net : 1 kg 500. Poids brut : 3 kgs. Colisage : LHP 410 x 280 x 270.

ACCESSOIRES EN OPTION :

Deux modèles de portoirs en plexiglas.
30 trous \varnothing 14 pour tubes Hemolyses Réf. : P30/14.
30 trous \varnothing 20 pour tubes à essais Réf. : P30/20.
Couvercle forme toit. Thermomètre.

BMP 60

Volume 6 litres. Peut recevoir 2 portoirs. Puissance chauffage 250 W. Précision température $\pm 5/10$. Réglage température 25 à 60°C. Dimensions intérieures LHP 290 x 110 x 190. Encombrements LHP 370 x 150 x 210. Poids net : 2 kg 300. Poids brut : 4 kgs. Colisage : LHP 410 x 280 x 270.

ACCESSOIRES EN OPTION :

Deux modèles portoirs identiques au BMP 30.
Couvercle forme toit. Thermomètre.

BMP 30 :

For 30 tubes. Volume : 3 litres. Can receive 1 tube holder. Heating power : 250 W. Precision temperature : 5/10. Inside dimensions : L 280 x H 110 x D 80. Overall dimensions : L 360 x H 120 x D 130. Net weight : 1.5 Kgs. Gross weight : 3 Kgs. Packing : L 410 x H 280 x D 270.

ACCESSORIES :

2 models of plexiglas tube holders :
30 holes \varnothing 14 for haemolysis tubes Ref. P 30/14.
30 holes \varnothing 20 for test tubes Ref. P 30/20.
Plexiglas covers (roof form). Thermometer.

BMP 60 :

Volume : 6 litres. Can receive 2 tube holders. Heating power 250 W. Precision temperature 5/10. Adjustment environmental temperatures up to 60°C. Incide dimensions : L 290 x H 110 x D 190. Overall dimensions : L 370 x H 150 x D 210. Net weight : 2.300 Kg. Gross weight : 4 Kgs. Packing : L 410 x H 280 x D 270.

ACCESSORIES :

Same characteristics than BMP 30. Plexiglas covers (roof form).

BMPS : 7 modèles en plexiglas de dimensions différentes :

BMPS : 7 plexiglas models with different dimensions :

modèle models	capacité capacity	dimensions intérieures internal dimensions	encombrement external dimensions
BMPS 140	10 litres	L x H x P 295 x 140 x 195	L x H x P 360 x 190 x 215
BMPS 180	13 litres	L x H x P 295 x 180 x 195	L x H x P 360 x 230 x 215
BMPS 1	18 litres	L x H x P 295 x 250 x 195	L x H x P 460 x 210 x 320
BMPS 180	22 litres	L x H x P 400 x 150 x 300	L x H x P 460 x 210 x 320
BMPS 250	30 litres	L x H x P 400 x 250 x 300	L x H x P 460 x 300 x 320
BMPS 400	40 litres	L x H x P 400 x 250 x 400	L x H x P 460 x 300 x 420
BMPS 500	50 litres	L x H x P 500 x 250 x 400	L x H x P 560 x 300 x 420

Accessoires en option : couvercle forme toit - thermomètre.

Additional option : plexiglas cover (roof form) - thermometer.



8 Bd Monge - 69330 Meyzieu

Tél : 04 78 04 75 75 - Fax: 04 78 04 75 76

email: froilabo@froilabo.com - site: www.froilabo.com